

Aquasil Ultra

**czyli jak w końcu dać dobry wycisk
swojemu technikowi**

Przygotowanie



- Szybka aplikacja dzięki najnowszemu systemowi automatycznego mieszania
- Kompletny zestaw mas wyciskowych do wszystkich technik pobierania wycisków i do wszystkich uzupełnień protetycznych
- Proste i jasne zasady wyboru odpowiedniej masy

Uzupełnienie protetyczne



- Aquasil Ultra dla szybszego i dokładnego pobierania wycisków

Wycisk



- Ultra wytrzymałość na rozrywanie dla zachowania ciągłości przebiegu brzegu dziąsłowego
- Ultra zwilżanie pola protetycznego do uzyskania maksymalnej precyzji
- Ultra długi czas pracy dla dokładnego wykonania czynności przygotowawczych
- Miętowy smak i zapach dla zapewnienia pacjentowi komfortu zabiegu

Pracownia protetyczna



- Ultra wytrzymałość na rozrywanie dla wielokrotnego odlewania modeli
- Ultra zwilżanie dla odlewania zawsze dokładnych modeli



DENTSPLY


Nowoczesne pobieranie wycisków: Aquasil

Aquasil Ultra = Najwyższa wytrzymałość na rozrywanie



DECA 380 hard – cartridge Perfekcyjne mieszanie automatyczne

- Zwiększona wydajność dzięki szybkiemu dozowaniu
- Brak aktywacji i dodatkowego cylindra
- Zwiększona pojemność i ograniczone do minimum straty



Przygotowanie

Aquasil
SMART WETTING®
Bezkompro



Aquasil Ultra Monophase DECA 380 lub 50 ml kartridż

- Techniki:
Jednoczasowa lub jednoczasowa dwuwarstwowa w połączeniu z masami LV/XLV
- Wskazania:
Implanty, częściowe korony, wkłady i nakłady koronowe, korony i mosty w technice jednoczasowej dwuwarstwowej



Wycisk



Aquasil Ultra Heavy – Regular/Fast Set DECA 380 lub 50 ml kartridż

- Techniki:
Jednoczasowa dwuwarstwowa w połączeniu z masami LV/XLV
- Wskazania:
Częściowe korony, wkłady i nakłady koronowe, korony, implanty



Ultra to szybkość, precyzja i sukces kliniczny

Wzrost + Doskonałe zwilżanie pola protetycznego



**Uzupełnienie
protetyczne**

iUltra
IMPRESSION MATERIAL
Kliniczna jakość



Aquasil Soft Putty/Regular Set
Łatwość usuwania, długi czas pracy

- Techniki:
Jednoczasowa lub dwuczasaowa
dwuwarstwowa w połączeniu
z masami LV/XLV
- Wskazania:
Częściowe korony, wkłady i nakłady
koronowe, korony, mosty

NEW



Aquasil Hard Putty/Fast Set
Konsystencja ułatwia
wykonywanie kanałów odpiływowych,
krótki czas wiązania

- Techniki:
Dwuczasaowa, dwuwarstwowa
w połączeniu z masami LV/XLV
- Wskazania:
Korony, mosty

**Pracownia
protetyczna**

Aquasil Ultra LV/XLV – Regular/Fast Set
Półpłynny materiał w 50 ml kartridżach

- Techniki:
Jednoczasowa lub dwuczasaowa
dwuwarstwowa
- Wskazania:
Uniwersalne, idealne do stosowania
ze wszystkimi masami Aquasil
o dużej lepkości



Aquasil Ultra – system kompleksowy

Precision impression taking

Aquasil Ultra DECA 380 hard- cartridges

Aquasil Ultra DECA 380 Monophase (2 x 380 ml)	Order no. 678783
Aquasil Ultra DECA 380 Heavy Regular Set (2 x 380 ml)	678785
Aquasil Ultra DECA 380 Heavy Fast Set (2 x 380 ml)	678787
Mixing tips for Aquasil Ultra DECA 380 (40 tips)	605.78.400
Bayonet rings (2 rings)	605.78.401

Aquasil Ultra tray material for Automix 50

Aquasil Ultra Mono Regular Set Standard Pack (4 x 50 ml, 12 mixing tips)	Order no. 678773
Aquasil Ultra Heavy Regular Set Standard Pack (4 x 50 ml, 12 mixing tips)	678775
Applicator tips for Mono and Heavy (100 tips/white)	626382
Mixing tips for Mono and Heavy	678212
Silfix (tray adhesive for A-silicones)	616.06.002

Aquasil Putty

Aquasil Soft Putty/Regular Set (450 ml base, 450 ml catalyst)	Order no. 605.78.320
Aquasil Soft Putty/Regular Set – ECO (4 x 450 ml base, 4 x 450 ml catalyst)	605.78.321
Aquasil Hard Putty/Fast Set (450 ml base, 450 ml catalyst)	605.78.332
Aquasil Hard Putty/Fast Set – ECO (4 x 450 ml base, 4 x 450 ml catalyst)	605.78.333

Aquasil Ultra wash material

Aquasil Ultra LV – Regular Set (4 x 50 ml cartridge, 24 mixing tips)	Order no. 678779
Aquasil Ultra LV – Fast Set (4 x 50 ml cartridge, 24 mixing tips)	678780
Aquasil Ultra XLV – Regular Set (4 x 50 ml cartridge, 24 mixing tips)	678781
Aquasil Ultra XLV – Fast Set (4 x 50 ml cartridge, 24 mixing tips)	678882
Auto Mix 50	605.78.399
Refill Pack Mixing Tips LV/XLV (40 tips)	605.78.121
Refill Pack Intra-Oral Tips LV/XLV (60 tips)	605.78.122